

Specificații M 200A



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

No.2 of FIYATA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming
sub-district, Guangming New District, Shenzhen, P.R. China

Tel: +86-755-26408879

Fax: +86-755-26431232

Email: info@szcomen.com

Web: www.comen.com

Pompă pentru seringă M 200A



Standarde de siguranță

ISO 13485:2003 aprobat, marcat CE conform
MDD93/42/EEC

Caracteristici fizice

Dimensiune: 310 mm × 125 mm × 130 mm
Greutate 2,5 kg
Informații: Afișează rata de transfuzie setată,
cantitatea totală a transfuziei etc.
Dimensiunea ecranului: ecran 1,77" (~4,5 cm)
Rezoluție: 128 × 160
Clasificare: Tip CF, rezistență la defibrilare, clasa I

Mediu operațional

Temp. de lucru: 0 ~ 40°C
Umiditate: ≤ 93%
Tensiune de alimentare: 100-240V ~, 50/60Hz ± 1
Hz
Baterie reîncărcabilă: Baterie litiu-ion
Capacitate baterie: 2200mAh
Timp de reîncărcare a bateriei: Maxim 4 ore
pentru încărcare
Copie de rezervă a bateriei: 8 ore pentru lucru
continuu (la 5 ml/h)
Mod de lucru: Mod rapid, timp, greutate,
intermitent, TIVA

Indicatori

- Categorie seringă (5, 10, 20, 30, 50, 60 ml)
- Indicator pornire/oprire
- Indicator baterie
- Indicator presiune curentă
- Indicator operare

Interfață

- Interfață putere AC

- RS232
- Conector multifuncțional

Moduri:

Setare interval mod rapid:

- 5 ml
 - 0,1ml/h~100ml/h
 - Pas:0.1ml/h; Precizie: ±2%
- 10 ml
 - 0,1ml/h~300ml/h
 - Pas:0.1ml/h; Precizie: ±2%
- 20 ml
 - 0,1ml/h~400ml/h
 - Pas:0.1ml/h; Precizie: ±2%
- 30 ml
 - 0,1ml/h~600ml/h
 - Pas:0.1ml/h; Precizie: ±2%
- 50/60 ml
 - 0,1ml/h~1200ml/h
 - Pas:0.1ml/h; Precizie: ±2%

Setare interval injecție rapidă

- 5ml: 0.1~100.0ml/h; Step:0.1ml/h
- 10ml: 0.1~300.0ml/h; Step:0.1ml/h
- 20ml: 0.1~400.0ml/h; Step:0.1ml/h
- 30ml: 0.1~600.0ml/h; Step:0.1ml/h
- 50/60ml: 0.1~1200.0ml/h; Step:0.1ml/h

Caracteristici

Interval presetat:

- 0.1ml~9999.9ml
- Unitate: ml, g, mg, ug, ng

Seringi utilizabile: selectabile din raza de acțiune
KVO (menținere vene deschise):

- 0.1~5.0ml/h
- Pas:0.1ml/h

Interval afișaj volum injecție:

- 0ml~9999.9ml
- Rezoluție: 0.1ml

Interval greutate: 1~250 kg

Interval timp: 00:00:01~99:59:59(h: m: s)

Tip medicament: 30

Alarmă de blocare:

- Interval: 50 ~ 1000mmHg;
- Precizie: $\pm$ 100mmHg
- Setare implicită: 600mmHg

Alarmă:

- Se va completa;
- Terminare injecție;
- Blocare injecție;
- Seringă oprită;
- Eroare la apăsarea tije de injecție;
- Cantitate prestabilită
- Complet;
- Oprește linie pornire;
- Baterie sub tensiune;
- Baterie oprită;
- Eroare sistem;
- Operare uitată

*** Notificare: Specificațiile pot fi supuse
modificărilor fără notificare prealabilă. Toate
drepturile rezervate de Comen**