

Specificații ME 600



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

No.2 of FIYATA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming
sub-district, Guangming New District, Shenzhen, P.R. China

Tel: +86-755-26408879

Fax: +86-755-26431232

Email: info@szcomen.com

Web: www.comen.com

Pompă de infuzie ME 600



Standarde de siguranță

ISO 13485:2003 aprobat, marcat CE conform
MDD93/42/EEC

Caracteristici fizice

Dimensiune: 132 mm × 196 mm × 219 mm
Greutate 1,8 kg
Dimensiunea ecranului: ecran 5,4" (~13,7 cm)
Clasificare: Tip CF, rezistență la defibrilare, clasa I

Mediu operațional

Temp. de lucru: 5 ~ 40°C
Umiditate: ≤ 80%
Tensiune de alimentare: 100-240V ~, 50/60Hz ± 1 Hz
Baterie reîncărcabilă: Baterie litiu-ion
Capacitate baterie: 2200mAh
Timp de reîncărcare a bateriei: Maxim 5 ore pentru încărcare
Copie de rezervă a bateriei: 8 ore pentru lucru continuu (la 25 ml/h)
Mod de lucru: Mod retenție, timp, picurare

Indicatori

- Categorie seringă (20, 60 picături/ml)
- Indicator pornire/oprire
- Indicator baterie
- Indicator presiune curentă
- Indicator operare

Interfață

- Interfață putere AC
- RS232
- Alertă asistentă
- Conector clips pentru picături

Setare interval mod rapid:

- 20 picături/ml
- 0,1ml/h~1500ml/h
 - 0,1ml/h~100ml/h, Pas:0.1ml/h;
 - Peste 100 ml/h, Pas: 1 ml/h;
 - Precizie: ±5%
- 60 picături/ml
- 0,1ml/h~300ml/h
 - 0,1ml/h~100ml/h; Pas:0.1ml/h;
 - Peste 100 ml/h, Pas: 1 ml/h;
 - Precizie: ±5%

Setare interval mod de picurare

20 picături/ml: 1~400picături/min; Pas:1 picătură/min
60 picături/ml: 1~300picături/min; Pas:1 picătură/min

Setare interval injecție rapidă

20 picături/ml: 800 ml/h
60 picături/ml: 200 ml/h

Caracteristici

Setare specifică pentru infuzie de unică folosință:

- 20 picături/ml
- 60 picături/ml

Interval de viteză:

20 picături/ml: 0,1 ~ 1500 ml/h, Etapa: 0,1 ml/h;
60 picături/ml: 0,1 ~ 300 ml/h, Etapa: 1 ml/h;

Date: peste 800 de înregistrări de perfuzie

Limită cantitate:

- 1 ~ 9999ml; 1 ~ 1000 ml, Etapa: 0,1 ml;
- Peste 1000 ml, pas: 1 ml;

Interval de încălzire: 25 ~ 40 °C; Precizie: ± 3 °C

Nivel de rezistență la apă: IPX4

Lumină: se aprinde automat în timp ce deschideți ușa pompei, convenabil pentru funcționarea pe timp de noapte

KVO (menținere vene deschise):

- 0.1~5.0ml/h
- Pas:0.1ml/h

Alarmă de blocare:

- Ridică: 900 mmHg;
- Medie: 600 mmHg;
- Scăzut: 300 mmHg;
- Precizie: ± 100 mmHg

Alarmă:

- Blocaj
- Se va completa;
- Terminare infuzie;
- Ușă deschisă;
- Bule;
- Timp expirat;
- Eroare sistem;
- Oprește linie pornire;
- Baterie în curs de terminare;
- Baterie oprită;

Altele:

- CPU (sistem de operare) dual asigură o perfuzie intravenoasă sigură;
- Testarea automată a apropiării ușii pompei;
- Senzor cu bule discrete, sensibilitate ridicată, capabil să detecteze bule de 25 μ L;
- Clema de oprire a fluidului cu structură de interacțiune și cu funcție de auto-blocare, previne scurgerea medicamentului prin gravitație în tubul perfuzabil;
- Poate fi utilizată și de către veterinari.

*** Notificare: Specificațiile pot fi supuse modificărilor fără notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate de Comen**