

AEROSEPT 500

Aparat de
desinfecție pe
cale aeriană



- Tratează încăperi de până la 500m³
- Conform NFT 72-281(noua versiune)
- Proces complet automat cu ecran tactil și funcție de pornire întârziată
- Debit constant de produs garantat de un sistem venturi original, asistat de o pompă peristaltică
- Trasabilitate cu cheie USB
- Permite efectuarea cu produse asociate și adaptate de desinsecție și desodorizare
- Identifică încăperea în care se intervine cu ajutorul cititorului cod de bare

INDICAȚII

Atomizor autonom și complet automat destinat dezinfectiei suprafețelor și a dispozitivelor medicale în prealabil curățate.

Utilizare împreună cu produsele de dezinfecție ASEPTANIOS AD (activ în 30 minute) și ASEPTANIOS OXY + (activ în 15 minute)*.

PROCEDURI CU PERFORMANȚE ÎMBUNĂTĂȚITE

- Soluție încălzită la temperatura constantă de 55°C pe durata întregului proces de dezinfecție.

- Auto-reglare secvențială a pulverizării pentru o optimizare a calității și a eficienței cetii

- Concentrație perfect stabilizată la 7 ml/m³ realizată prin utilizarea sistemului original venturi asistat de o pompă peristaltică.

Debitul duzei nu este influențat de posibilele reduceri de debit și presiune a aerului așa cum se întâmplă la sistemul venturi clasic.

* Consultați Dosarul Științific pentru a vedea toate revendicările și studiile.



AEROSEPT 500

Aparat de dezinfectie pe cale aeriana

PROCEDURA SIMPLA

- Proces complet automat (selectarea volumului cu ajutorul cititorului cod de bare)
- Pupitru tactil al operatorului: fiecarui parametru ii corespunde un simbol pentru a facilita pornirea și setările camerei
- Pornire întârziată presetată la 1 minut (reglabilă de la 1 minut la 9 ore)
- Înlocuirea ușoară a bidonului fără riscul vărsării produsului din acesta.

PROCES SIGUR

- Calcul automat al cantității de produs din container. Echipamentul va porni numai atunci când cantitatea de produs rămasă în container este suficientă pentru tratarea volumului camerei de dezinfectat.
- Oprire automata la sfarsitul ciclului : afiseaza indicarea bunei functionari a ciclului cu cererea de validare a operatorului.
- Protecția produsului : bidon echipat cu o canula pentru evitarea contactului direct cu produsul.

TRASABILITATE OPTIMA

Informații esențiale despre procesul de dezinfecție sunt înregistrate și preluate printr-o conexiune USB. Conectarea la USB-ul aparatului va permite sa recuperati informatii referitoare la :

- ora si data
- numele si volumul camerei tratate
- numele operatorului
- timpul de functionare
- inlocuirea bidonului
- eventuale disfunctionalitati

MOD DE UTILIZARE

- Așezați echipamentul într-un colț al camerei
- Începeți prin selectarea modului de funcționare
- Identificați camera și operatorul
- Timpul de difuzie se calculează automat
- Indica ora de la care se termina ciclul l'heure d
- Funcția de pornire întârziată permite operatorului să părăsească în siguranță camera înainte de începerea ciclului.
- Oprire automata la sfarsitul ciclului
- Aerisiți camera

CARACTERISTICI TECHNICE

- Capacitate: bidon de 5L
- Debit nominal : 1L/ora
- Greutate : ≈ 32 Kg
- Dimensiuni : 900 H x 350 L x 400 P
- Alimentare : 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A

REFERINTE

AEROSEPT 500.....	418.000
ASEPTANIOS OXY + (4 bidons de 5L).....	2121.795
ASEPTANIOS AD (4 bidons de 5L).....	2122.795

PRECAUTII DE UTILIZARE

Înainte de a folosi produsul, citiți instrucțiunile.