



INJECTOMAT MODULAR MP-30A

Simplu și ușor de folosit!





Injectomat modular MP 30A

Denumire produs	Injectomat MP-30A (fără modul Wi-Fi) Injectomat MP-30A (cu modul Wi-Fi)	 	
Alimentare:	AC 100-240V, se poate alimenta extern la 12 Vcc, max 45VA acumulatori interni cu Litiu 11,1 V, capacitate 1500 mAh (max 6 ore autonomie la 5mL/ora)	 	
Compatibilitate seringi	5 mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50 (60)mL, 14 mărci preselectabile	 	
Mod reglare injectare:	Rată, timp, greutate, Secevență, Mod releu, Doză de încărcare, Trapezia, Micro, TIVA		
Gamă debit injectare:	0,1 – 100 mL/oră (cu seringă 5 mL); 0,1 – 300 mL/oră (cu seringă 10 mL); 0,1 – 600 mL/oră (cu seringă 20 mL); 0,1 – 900 mL/oră (cu seringă 30 mL); 0,1 – 2000 mL/oră (cu seringă 50/60mL)		
Increment:	Increment: 0,01mL/h în gama 0,1-100 mL/h; 0,1 mL/h gama 100-10000 mL/h; 1mL/h gama 1000-2000 mL/h;		
Precizie:	1% (mecanic) ; 2% (inclusiv precizia seringii)		
Rată KVO:	0,1-5 mL/oră		
Volum doză VTBI:	0,1-99 mL (increment 0,01 mL) ; 100-999,9 (increment 0,1 mL) ; 1000 – 9999 mL (increment 1mL)		
Viteză golire:	100ml/h (seringă 5ml), 300ml/h (seringă 10ml) ; 600 ml/h (seringă 20ml) ; 900mL (seringă 30mL), 2000mL/h (seringă 50/60mL)		
Bolus operare:	0,1-100mL/h (seringă 5mL); 0,1-300mL/h (seringă 10mL); 0,1-600 mL/h (seringă 20mL); 0,1-900mL (seringă 30mL); 0,1-2000mL/h (seringă 50/60mL) calculat automat		
Depistare ocluzie:	11 niveluri de ocluzie reglabile, de la 225 mmHg la 975 mmHg și funcție anti-bolus la ocluzie		
Alarmer:	"aproape de final", "finalizat", "seringă goală", "aproape gol", "ocluzie", "baterie goală", "baterie descărcată" ; "fără baterie", "fără alimentare", "fără seringă", "support deschis", "picătură", "aer", "alarmă de sistem", "eroare seringă", "reamintire", "silențios". Reglare in 11 trepte de volum.		
Funcții speciale:	Realarmare la interval de 2 minute, Inregistrare a 2000 evenimente, comutarea automată a surselor de alimentare, informatii pacient cu scanare cod de bare (opțional), librărie medicamente, anti-bolus		
Comunicare Wi-fi:	conectare wireless, apelare asistentă, comunicare vocală		
Dimensiuni/greutate :	244mm (lățime) x 74mm (înălțime) x 164mm (adâncime); 1,8 kg, afișaj color		

MP-30A este o pompă de injecție modulară, compatibilă cu pompa volumetrică MP-60A și stația de andocare MP-80. Pompele pot fi asamblate în turn individual. Stația de MP-80 suportă până la 15 pompe simultan și conexiune wireless. **SINGURA POMPĂ DE PE PIAȚĂ AVÂND BATERII CU LITIU!**

Film de prezentare MP 30A:

<https://www.youtube.com/watch?v=pY86ij80RMY>

SH MEDICAL SRL

Str.T. Vladimirescu Nr.89, Bl R18

Oradea, Jud. Bihor

Mobil: 0740 931 424 / Fix/fax: 0359 199 654

Email: info@shmedical.ro

Web: www.shmedical.ro



MEDCAPTAIN