





POMPĂ VOLUMETRICĂ MODULARĂ MP-60A





Denumire produs	Infuzomat MP-60 A (fără modul Wi-fi) Infuzomat MP-60 A (cu modul Wi-fi)	 
Alimentare:	AC 100-240V, 12 Vcc extern, max 45VA acumulatori interni cu Litiu 11,1 V, capacitate 1500 mAh (autonomie minim 5ore la 25mL/ora)	
Compatibilitate set IV	Seturi fabricate conform ISO 8536-4	
Mod reglare perfuzie:	9 moduri de infuzie: Debit. Timp, Greutate, Trapezia, Doză Încărcare, Secvență, Drip, Micro, Releu	
Gamă viteză injectare: Increment:	0,1-1200 mL/h sau 0,03-400 pic/min (cu set IV de 20pic/mL), 01,-400 mL/h sau 1-400 pic/min (cu set IV de 60 pic/mL). 0,01 între 0,1-99,99 mL/h ; 0,1 între 100-999,99 mL/h; 1 între 1000-1200 mL/h	
Precizie:	5%	
Gamă VTBI	0,1 – 99,99 mL increment 0,01 mL ; 100-999,99 mL increment 0,1 mL ; 1000-9999 mL, increment 1 mL	 
Total volum afișat	0,01-99999,99 mL	
Viteză golire:	1200 mL/h (cu set IV de 20 pic/mL) ; 400 mL/h (cu set IV de 60 pic/mL)	
Bolus operare (calculat automat):	0,1-1200 mL/h (cu set IV de 20 pic/mL); 0,1-400 mL/h (cu set IV de 60 pic/mL);	
Rată HVO:	0,1-5 mL/h;	
Depistare ocluzie:	11 niveluri de presiune de la 225 mmHg până la 975 mmHg	
Senzor bule de aer:	7 niveluri de detectare bule $\geq 0.025_{-0}^{+0.0025}$ mL	
Alarmer:	Aproape de final, Finalizat, Ocluzie, Baterie nivel scăzut, Baterie goală, Fără baterie, Fără alimentare, Ușă deschisă, Bule de aer, Fără senzor de picătură, Fără picături, Picături anormale, Reamintire, Duplicat releu Index, Eroare start infuzie , Timp de așteptare expirat	
Funcții speciale:	Inregistrarea și afișarea a 2000 de evenimente, ajustarea volumului sonor al alarmei în 11 trepte, comutarea automată a surselor de alimentare, scanare cod de bare (opțional)	
Comunicare Wi-fi:	conectare wireless la stația centrală de monitorizare a infuziilor, apelare asistentă, comunicare vocală	
Dimensiuni/greutate :	202 mm (lățime) x 74 mm (înălțime) x 133 mm (adâncime); afișaj color; 1,2kg	

MP-60A este o pompă volumetrică modulară, compatibilă cu pompa de injecție MP-30A și stația de andocare MP-80. Pompele pot fi asamblate în turn individual. Stația de MP-80 suportă până la 15 pompe simultan și conexiune wireless. SINGURA POMPĂ DE PE PIAȚĂ AVÂND BATERII CU LITIU!

Film de prezentare MP 30A:

<https://www.youtube.com/watch?v=pY86ij80RMY>

SH MEDICAL SRL

Str.T. Vladimirescu Nr.89, Bl R18

Oradea, Jud. Bihor

Mobil: 0740 931 424

Fix/fax: 0359 199 654

Email: info@shmedical.ro

Web: www.shmedical.ro



MEDCAPTAIN